

## 小鼠抗 PKN3 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 PKN3 单克隆抗体

英文名称： Anti-PKN3 mouse monoclonal antibody

别名： protein kinase N3; UTDP4-1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： PKN3

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Contributes to invasiveness in malignant prostate cancer.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	PKN3
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human PKN3
<b>Full name:</b>	protein kinase N3
<b>Synonyms:</b>	UTDP4-1
<b>SwissProt:</b>	Q6P5Z2
<b>WB Predicted band size:</b>	99 KD
<b>WB Positive control:</b>	K562 cell lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000

**mlbio** 梅联生物  
Good elisakit producers