

小鼠抗 IRF2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 IRF2 单克隆抗体

英文名称： Anti-IRF2 mouse monoclonal antibody

别名： interferon regulatory factor 2; IRF-2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： IRF2

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	IRF2 encodes interferon regulatory factor 2, a member of the interferon regulatory transcription factor (IRF) family. IRF2 competitively inhibits the IRF1-mediated transcriptional activation of interferons alpha and beta, and presumably other genes that employ IRF1 for transcription activation. However, IRF2 also functions as a transcriptional activator of histone H4.
Applications:	ELISA, WB
Name of antibody:	IRF2
Immunogen:	Fusion protein of human IRF2
Full name:	interferon regulatory factor 2

Synonyms:	IRF-2
SwissProt:	P14316
WB Predicted band size:	39 kDa
WB Positive control:	Jurkat whole cell lysate
WB Recommended dilution:	200-1000

KDa

60—

47—

33—

26—

