

小鼠抗 LAG3 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 LAG3 单克隆抗体

英文名称： Anti-LAG3 mouse monoclonal antibody

别名： CD223

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃） 避光

宿主： Mouse

抗原： LAG3

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	Lymphocyte-activation protein 3 belongs to Ig superfamily and contains 4 extracellular Ig-like domains. The LAG3 gene contains 8 exons. The sequence data, exon/intron organization, and chromosomal localization all indicate a close relationship of LAG3 to CD4. [provided by RefSeq, Jul 2008].
Applications:	WB
Name of antibody:	LAG3
Immunogen:	Fusion protein of human LAG3
Full name:	lymphocyte-activation gene 3 (LAG3)
Synonyms:	CD223

SwissProt:	P18627
WB Predicted band size:	57 kDa
WB Positive control:	Human brain tissue lysate
WB Recommended dilution:	200-1000