

## 小鼠抗 LHX2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 LHX2 单克隆抗体

英文名称： Anti-LHX2 mouse monoclonal antibody

别名： LIM homeobox 2; LH2; hLhx2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： LHX2

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a protein belonging to a large protein family, members of which carry the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator. The protein can recapitulate or rescue phenotypes in Drosophila caused by a related protein, suggesting conservation of function during evolution.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	LHX2
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human LHX2
<b>Full name:</b>	LIM homeobox 2

<b>Synonyms:</b>	LH2; hLhx2
<b>SwissProt:</b>	P50458
<b>WB Predicted band size:</b>	44 KD
<b>WB Positive control:</b>	TT and NIH/3T3 cell lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000