

小鼠抗 LMNB1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 LMNB1 单克隆抗体

英文名称： Anti-LMNB1 mouse monoclonal antibody

别名： lamin B1; LMN; ADLD; LMN2; LMNB

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： LMNB1

反应种属： Human, Mouse, Monkey

标记物： Unconjugate

克隆类型： Mouse Monoclonal

技术规格

Background:	This gene encodes one of the two B-type lamin proteins and is a component of the nuclear lamina. A duplication of this gene is associated with autosomal dominant adult-onset leukodystrophy (ADLD). Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Applications:	WB
Name of antibody:	LMNB1
Immunogen:	Fusion protein of human LMNB1
Full name:	lamin B1
Synonyms:	LMN; ADLD; LMN2; LMNB
SwissProt:	P20700

WB Predicted band size:	66 kDa
WB Positive control:	COS7, Molt-4, A549 and 3T3 cell lysates
WB Recommended dilution:	500-2000

