

## 小鼠抗 MALT1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 MALT1 单克隆抗体

英文名称： Anti-MALT1 mouse monoclonal antibody

别名： MALT1 paracaspase; MLT; MLT1; IMD12; PCASP1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： MALT1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene has been found to be recurrently rearranged in chromosomal translocation with two other genes - baculo viral IAP repeat-containing protein 3 (also known as apoptosis inhibitor 2) and immunoglobulin heavy chain locus - in mucosa-associated lymphoid tissue lymphomas. The protein encoded by this gene may play a role in NF-kappaB activation. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
<b>Applications:</b>	WB
<b>Name of antibody:</b>	MALT1
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human MALT1

<b>Full name:</b>	MALT1 paracaspase
<b>Synonyms:</b>	MLT; MLT1; IMD12; PCASP1
<b>SwissProt:</b>	Q9UDY8
<b>WB Predicted band size:</b>	92 KD
<b>WB Positive control:</b>	Ramos, Hela and Jurkat cell lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000