

## 兔抗 TMEM42 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TMEM42 多克隆抗体

英文名称： Anti-TMEM42 rabbit polyclonal antibody

别名： transmembrane protein 42

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： TMEM42

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	The function of this protein remains unknown.
<b>Applications:</b>	ELISA, WB
<b>Name of antibody:</b>	TMEM42
<b>Immunogen:</b>	Synthetic peptide of human TMEM42
<b>Full name:</b>	transmembrane protein 42
<b>SwissProt:</b>	Q69YG0
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	5000-10000
<b>WB Predicted band size:</b>	17 kDa
<b>WB Positive control:</b>	A172 cell and Human cerebrum tissue lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000

