

兔抗 TMEM161A 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TMEM161A 多克隆抗体

英文名称： Anti-TMEM161A rabbit polyclonal antibody

别名： AROS-29

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： TMEM161A

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	May play a role in protection against oxidative stress. Overexpression leads to reduced levels of oxidant-induced DNA damage and apoptosis.
Applications:	ELISA, IHC
Name of antibody:	TMEM161A
Immunogen:	Fusion protein of human TMEM161A
Full name:	transmembrane protein 161A
Synonyms :	AROS-29
SwissProt:	Q9NX61
ELISA Recommended dilution:	2000-5000
IHC positive control:	Human liver cancer

IHC Recommend dilution:	25-100
-------------------------	--------

