

小鼠抗 PXN 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 PXN 单克隆抗体

英文名称： Anti-PXN mouse monoclonal antibody

别名： paxillin

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： PXN

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a cytoskeletal protein involved in actin-membrane attachment at sites of cell adhesion to the extracellular matrix (focal adhesion). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. These isoforms exhibit different expression patterns, and have different biochemical, as well as physiological properties (PMID:9054445). [provided by RefSeq, Aug 2011]
Applications:	WB
Name of antibody:	PXN
Immunogen:	Fusion protein of human PXN
Full name:	paxillin

SwissProt:	P49023
WB Predicted band size :	65 KD
WB Positive control:	Hela and NIH/3T3 cell lysates
WB Recommended dilution:	500-2000