

兔抗 TMOD3 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TMOD3 多克隆抗体

英文名称： Anti-TMOD3 rabbit polyclonal antibody

别名： tropomodulin 3; UTMOD

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： TMOD3

反应种属： Human, Mouse

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

技术规格

Background:	Blocks the elongation and depolymerization of the actin filaments at the pointed end. The Tmod/TM complex contributes to the formation of the short actin protofilament, which in turn defines the geometry of the membrane skeleton (By similarity).
Applications:	ELISA, WB, IHC
Name of antibody:	TMOD3
Immunogen:	Fusion protein of human TMOD3
Full name:	tropomodulin 3
Synonyms:	UTMOD
SwissProt:	Q9NYL9

ELISA Recommended dilution:	5000-10000
IHC positive control:	Human gastric cancer
IHC Recommend dilution:	50-200
WB Predicted band size:	40 kDa
WB Positive control:	293T cell lysate
WB Recommended dilution:	1000-5000



