

## 兔抗 TMPRSS11A 多克隆抗体

中文名称：兔抗 TMPRSS11A 多克隆抗体

英文名称： Anti-TMPRSS11A rabbit polyclonal antibody

别名： ECRG1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Rabbit

抗原： TMPRSS11A

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： rabbit polyclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	Probable serine protease which may play a role in cellular senescence. Overexpression inhibits cell growth and induce G1 cell cycle arrest.
<b>Applications:</b>	ELISA, IHC
<b>Name of antibody:</b>	TMPRSS11A
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human TMPRSS11A
<b>Full name:</b>	transmembrane protease, serine 11A
<b>Synonyms :</b>	ECRG1
<b>SwissProt:</b>	Q6ZMR5
<b>ELISA Recommended dilution:</b>	2000-5000
<b>IHC positive control:</b>	Human liver cancer and human esophagus ca

	ncer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	25-100

