

小鼠抗 SUGT1 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 SUGT1 单克隆抗体

英文名称： Anti-SUGT1 mouse monoclonal antibody

别名： SGT1 homolog, MIS12 kinetochore complex assembly cochaperone; SGT1

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： SUGT1

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	This gene encodes a highly conserved nuclear protein involved in kinetochore function and required for the G1/S and G2/M transitions. This protein interacts with heat shock protein 90. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes for this gene have been defined on several different chromosomes.
Applications:	WB
Name of antibody:	SUGT1
Immunogen:	Fusion protein of human SUGT1
Full name:	SGT1 homolog, MIS12 kinetochore complex assembly cochaperone

Synonyms:	SGT1
SwissProt:	Q9Y2Z0
WB Predicted band size:	41 KD
WB Positive control:	HepG2, Hela, 293T, Jurkat, A431, U251 cell lysates
WB Recommended dilution:	500-2000