

小鼠抗 TAG 72-4 / CA 72-4 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 TAG 72-4 / CA 72-4 单克隆抗体

英文名称： Anti-TAG 72-4 / CA 72-4 mouse monoclonal antibody

相关类别： 一抗

储 存： 冷冻（-20℃） 避光

宿 主： Mouse

抗 原： TAG 72-4 / CA 72-4

反应种属： Human

标 记 物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

技术规格

Background:	mRNA-capping methyltransferase that methylates the N7 position of the added guanosine to the 5'-cap structure of mRNAs. Binds RNA containing 5'-terminal GpppC.
Applications:	IHC
Name of antibody:	TAG 72-4 / CA 72-4
Immunogen:	Membrane-enriched fraction of a human breast carcinoma liver metastasis
Full name:	mRNA cap guanine-N7 methyltransferase
SwissProt:	Q9XVS1
IHC positive control:	human colon tissue
IHC Recommend dilution:	30-150