

小鼠抗 TCEANC2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 TCEANC2 单克隆抗体

英文名称： Anti-TCEANC2 mouse monoclonal antibody

别名： transcription elongation factor A N-terminal and central domain containing 2;
C1orf83

相关类别： 一抗 储存 冷冻 (-20℃)

宿主： Mouse 反应种属 Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

抗原： TCEANC2

技术规格

Background:	The function of this protein remains unknown.
Applications:	WB
Name of antibody:	TCEANC2
Immunogen:	Fusion protein of human TCEANC2
Full name:	transcription elongation factor A N-terminal and central domain containing 2
Synonyms:	C1orf83
SwissProt:	Q96MN5
WB Predicted band size:	24 KD
WB Positive control:	HepG2, HeLa, SVT2, COS7, Jurkat cell lysates
WB Recommended dilution:	200-1000