

CDK18 抗原（重组蛋白）

中文名称： CDK18 抗原（重组蛋白）

英文名称： CDK18 Antigen (Recombinant Protein)

别名： cyclin dependent kinase 18; PCK3; PCTAIRE; PCTAIRE3

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 273-472 amino acids of human CDK18

技术规格

| | |
|---------------------------|---|
| Full name: | cyclin dependent kinase 18 |
| Synonyms: | PCK3; PCTAIRE; PCTAIRE3 |
| Swissprot: | Q07002 |
| Gene Accession: | BC011526 |
| Purity: | >85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE |
| Expression system: | Escherichia coli |
| Tags: | His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus |
| Background: | May play a role in signal transduction cascades in terminally differentiated cells. |