

## 小鼠抗 XRN2 单克隆抗体

中文名称： 小鼠抗 XRN2 单克隆抗体

英文名称： Anti-XRN2 mouse monoclonal antibody

别名： 5'-3' exoribonuclease 2

相关类别： 一抗

储存： 冷冻（-20℃）

宿主： Mouse

抗原： XRN2

反应种属： Human

标记物： Unconjugate

克隆类型： mouse monoclonal

### 技术规格

<b>Background:</b>	This gene encodes a 5'-3' exonuclease that promotes transcription termination at cotranscriptional cleavage sites. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Dec 2015]
<b>Applications:</b>	WB, IHC
<b>Name of antibody:</b>	XRN2
<b>Immunogen:</b>	Fusion protein of human XRN2
<b>Full name:</b>	5'-3' exoribonuclease 2
<b>SwissProt:</b>	Q9H0D6
<b>IHC positive control:</b>	Human colorectal cancer and Human lymph node tissue; Human kidney cancer and Human thyroid cancer
<b>IHC Recommend dilution:</b>	500-2000
<b>WB Predicted band size:</b>	109 KD



<b>WB Positive control:</b>	Hela, NIH/3T3, COS7 cell lysates
<b>WB Recommended dilution:</b>	500-2000