

COMMD10 抗原（重组蛋白）

中文名称： COMMD10 抗原（重组蛋白）

英文名称： COMMD10 Antigen (Recombinant Protein)

别名： COMM domain containing 10; PTD002

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 2-202 amino acids of human COMMD10

技术规格

Full name:	COMM domain containing 10
Synonyms:	PTD002
Swissprot:	Q9Y6G5
Gene Accession:	BC005179
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	May modulate activity of cullin-RING E3 ubiquitin ligase (CRL) complexes (PubMed:21778237). May down-regulate activation of NF-kappa-B (PubMed:15799966).

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers