

RNF214 抗原（重组蛋白）

中文名称： RNF214 抗原（重组蛋白）

英文名称： RNF214 Antigen (Recombinant Protein)

别名： ring finger protein 214

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 249 amino acids of human RNF214

技术规格

Full name:	ring finger protein 214
Swissprot:	Q8ND24
Gene Accession:	BC064581
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	RNF214 (RING finger protein 214) is a 703 amino acid protein that contains one RING-type zinc finger and is encoded by a gene that maps to human chromosome 11q23.3. Chromosome 11 houses over 1,400 genes and comprises nearly 4% of the human genome. Jervell and Lange-Nielsen syndrome, Jacobsen syndrome, Niemann-Pick disease, hereditary angioedema and Smith-Lemli-Opitz syndrome are associated with defects in genes that maps to chromosome 11.