

ROBO4 抗原（重组蛋白）

中文名称： ROBO4 抗原（重组蛋白）

英文名称： ROBO4 Antigen (Recombinant Protein)

别名： roundabout guidance receptor 4; MRB; AOVD3; ECSM4

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 207 amino acids of human ROBO4

技术规格

Full name:	roundabout guidance receptor 4
Synonyms:	MRB; AOVD3; ECSM4
Swissprot:	Q8WZ75
Gene Accession:	BC111562
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Receptor for Slit proteins, at least for SLIT2, and seems to be involved in angiogenesis and vascular patterning. May mediate the inhibition of primary endothelial cell migration by Slit proteins (By similarity).