

## SCMH1 抗原（重组蛋白）

中文名称： SCMH1 抗原（重组蛋白）

英文名称： SCMH1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： Scm polycomb group protein homolog 1; Scml3

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 461-660 amino acids of human SCMH1

### 技术规格

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Full name:</b>         | Scm polycomb group protein homolog 1   |
| <b>Synonyms:</b>          | Scml3  |
| <b>Swissprot:</b>         | Q96GD3   |
| <b>Gene Accession:</b>    | BC009752   |
| <b>Purity:</b>            | >85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE   |
| <b>Expression system:</b> | Escherichia coli   |
| <b>Tags:</b>              | His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus   |
| <b>Background:</b>        | Associates with Polycomb group (PcG) multiprotein complexes; the complex class is required to maintain the transcriptionally repressive state of some genes. |