

SCPEP1 抗原（重组蛋白）

中文名称： SCPEP1 抗原（重组蛋白）

英文名称： SCPEP1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： serine carboxypeptidase 1; RISC; HSCP1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 155 amino acids of human SCPEP1

技术规格

Full name:	serine carboxypeptidase 1
Synonyms:	RISC; HSCP1
Swissprot:	Q9HB40
Gene Accession:	BC072405
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Retinoid-inducible serine carboxypeptidase is an enzyme that in humans is encoded by the SCPEP1 gene. May be involved in vascular wall and kidney homeostasis.