

SEPTIN10 抗原（重组蛋白）

中文名称： SEPTIN10 抗原（重组蛋白）

英文名称： SEPTIN10 Antigen (Recombinant Protein)

别名： septin 10; SEPT10

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 255-454 amino acids of human SEPTIN10

技术规格

Full name:	septin 10
Synonyms:	SEPT10
Swissprot:	Q9P0V9
Gene Accession:	BC020502
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of the septin family of cytoskeletal proteins with GTPase activity. This protein localizes to the cytoplasm and nucleus and displays GTP-binding and GTPase activity. A pseudogene for this gene is located on chromosome 8. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Apr 2012]