

SERTAD3 抗原（重组蛋白）

中文名称： SERTAD3 抗原（重组蛋白）

英文名称： SERTAD3 Antigen (Recombinant Protein)

别名： SERTA domain containing 3; RBT1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-196 amino acids of human SERTAD3

技术规格

Full name:	SERTA domain containing 3
Synonyms:	RBT1
Swissprot:	Q9UJW9
Gene Accession:	BC014061
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	The protein encoded by this gene was identified in a yeast two-hybrid assay employing the second subunit of human replication protein A as bait. It is localized to the nucleus and its expression is significantly higher in cancer cell lines compared to normal cell lines. This protein has also been shown to be a strong transcriptional co-activator. Alternative splicing has been observed at this locus and two variants, both encoding t

he same protein, have been identified.