

## SRP54 抗原（重组蛋白）

中文名称： SRP54 抗原（重组蛋白）

英文名称： SRP54 Antigen (Recombinant Protein)

别名： signal recognition particle 54kDa

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to C terminal 155 amino acids of human SRP54

### 技术规格

<b>Full name:</b>	signal recognition particle 54kDa
<b>Swissprot:</b>	P61011
<b>Gene Accession:</b>	BC000652
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	Binds to the signal sequence of presecretory protein when they emerge from the ribosomes and transfers them to TRAM (translocating chain-associating membrane protein).