

SRPK1 抗原（重组蛋白）

中文名称： SRPK1 抗原（重组蛋白）

英文名称： SRPK1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： SRSF protein kinase 1; SFRSK1

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 451-655 amino acids of human SRPK1

技术规格

Full name:	SRSF protein kinase 1
Synonyms:	SFRSK1
Swissprot:	Q96SB4
Gene Accession:	BC038292
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a serine/arginine protein kinase specific for the SR (serine/arginine-rich domain) family of splicing factors. The protein localizes to the nucleus and the cytoplasm. It is thought to play a role in regulation of both constitutive and alternative splicing by regulating intracellular localization of splicing factors. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.