

## SSX2IP 抗原（重组蛋白）

中文名称： SSX2IP 抗原（重组蛋白）

英文名称： SSX2IP Antigen (Recombinant Protein)

别名： synovial sarcoma, X breakpoint 2 interacting protein; ADIP

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to C terminal 214 amino acids of human SSX2IP

### 技术规格

<b>Full name:</b>	synovial sarcoma, X breakpoint 2 interacting protein
<b>Synonyms:</b>	ADIP
<b>Swissprot:</b>	Q9Y2D8
<b>Gene Accession:</b>	BC033637
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a protein that binds the cancer-testis antigen Synovial Sarcoma X breakpoint 2 protein. The encoded protein may regulate the activity of Synovial Sarcoma X breakpoint 2 protein in malignant cells. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 3.