

SWAP70 抗原（重组蛋白）

中文名称： SWAP70 抗原（重组蛋白）

英文名称： SWAP70 Antigen (Recombinant Protein)

别名： SWAP switching B-cell complex 70kDa subunit; HSPC321; SWAP-70

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human SWAP70

技术规格

Full name:	SWAP switching B-cell complex 70kDa subunit
Synonyms:	HSPC321; SWAP-70
Swissprot:	Q9UH65
Gene Accession:	BC000616
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate-dependent guanine nucleotide exchange factor (GEF) which, independently of RAS, transduces signals from tyrosine kinase receptors to RAC. It also mediates signaling of membrane ruffling. Regulates the actin cytoskeleton as an effector or adapter protein in response to agonist stimulated phosphatidylinositol (3,4)-bisphosphate production and cell protrusion (By similarity).