

TBX10 抗原（重组蛋白）

中文名称： TBX10 抗原（重组蛋白）

英文名称： TBX10 Antigen (Recombinant Protein)

别名： T-box 10; TBX7; TBX13

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 185 amino acids of human TBX10

技术规格

Full name:	T-box 10
Synonyms:	TBX7; TBX13
Swissprot:	O75333
Gene Accession:	BC113485
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of the T-box family of transcription factors. These transcription factors share a DNA-binding domain called the T-box, and play a role in several developmental processes including early embryonic cell fate and organogenesis. The encoded protein is a member of the T-box 1 subfamily. Mutations in this gene are thought to be a cause of isolated cleft lip with or without cleft palate.