

TMEM161A 抗原（重组蛋白）

中文名称： TMEM161A 抗原（重组蛋白）

英文名称： TMEM161A Antigen (Recombinant Protein)

别名： transmembrane protein 161A; AROS-29

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to N terminal 134 amino acids of human TMEM161A

技术规格

Full name:	transmembrane protein 161A
Synonyms:	AROS-29
Swissprot:	Q9NX61
Gene Accession:	BC005210
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	May play a role in protection against oxidative stress. Overexpression leads to reduced levels of oxidant-induced DNA damage and apoptosis.