

TRAK1 抗原（重组蛋白）

中文名称： TRAK1 抗原（重组蛋白）

英文名称： TRAK1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： trafficking protein, kinesin binding 1; MILT1; OIP106

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human TRAK1

技术规格

Full name:	trafficking protein, kinesin binding 1
Synonyms:	MILT1; OIP106
Swissprot:	Q9UPV9
Gene Accession:	BC015922
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Involved in the regulation of endosome-to-lysosome trafficking, including endocytic trafficking of EGF-EGFR complexes and GA BA-A receptors.