

TTC4 抗原（重组蛋白）

中文名称： TTC4 抗原（重组蛋白）

英文名称： TTC4 Antigen (Recombinant Protein)

别名： tetratricopeptide repeat domain 4

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 188-387 amino acids of human TTC4

技术规格

Full name:	tetratricopeptide repeat domain 4
Swissprot:	O95801
Gene Accession:	BC001276
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a protein that contains tetratricopeptide (TP R) repeats, which often mediate protein-protein interactions and chaperone activity. The encoded protein interacts with heat shock proteins 70 and 90. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Naturally-occurring readthrough transcription occurs from upstream gene MROH (maestro heat-like repeat family member 7) to this gene.