

TUFT1 抗原（重组蛋白）

中文名称： TUFT1 抗原（重组蛋白）

英文名称： TUFT1 Antigen (Recombinant Protein)

储 存： 冷冻（-20℃）

别 名： tuftelin 1

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 191-390 amino acids of human TUFT1

技术规格

Full name:	tuftelin 1
Swissprot:	Q9NNX1
Gene Accession:	BC008301
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Tuftelin is an acidic protein that is thought to play a role in dental enamel mineralization and is implicated in caries susceptibility. It is also thought to be involved with adaptation to hypoxia, mesenchymal stem cell function, and neurotrophin nerve growth factor mediated neuronal differentiation.