

## TULP2 抗原（重组蛋白）

中文名称： TULP2 抗原（重组蛋白）

英文名称： TULP2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： tubby like protein 2; CT65; TUBL2

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human TULP2

### 技术规格

<b>Full name:</b>	tubby like protein 2
<b>Synonyms:</b>	CT65; TUBL2
<b>Swissprot:</b>	O00295
<b>Gene Accession:</b>	BC026070
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	TULP2 is a member of a family of tubby-like genes (TULPs) that encode proteins of unknown function. Members of this family have been identified in plants, vertebrates, and invertebrates. The TULP proteins share a conserved C-terminal region of approximately 200 amino acid residues.