

TUSC2 抗原（重组蛋白）

中文名称： TUSC2 抗原（重组蛋白）

英文名称： TUSC2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： tumor suppressor 2, mitochondrial calcium regulator; PAP; FUS1; PDAP2; C3orf11

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-110 amino acids of human TUSC2

技术规格

Full name:	tumor suppressor 2, mitochondrial calcium regulator
Synonyms:	PAP; FUS1; PDAP2; C3orf11
Swissprot:	O75896
Gene Accession:	BC023976
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene is a highly conserved lung cancer candidate gene. No other information about this gene is currently available.