

## TWF1 抗原（重组蛋白）

中文名称： TWF1 抗原（重组蛋白）

英文名称： TWF1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： twinfilin actin-binding protein 1; A6; PTK9

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 77-215 amino acids of human TWF1

### 技术规格

<b>Full name:</b>	twinfilin actin-binding protein 1
<b>Synonyms:</b>	A6; PTK9
<b>Swissprot:</b>	Q12792
<b>Gene Accession:</b>	BC022344
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes twinfilin, an actin monomer-binding protein conserved from yeast to mammals. Studies of the mouse counterpart suggest that this protein may be an actin monomer-binding protein, and its localization to cortical G-actin-rich structures may be regulated by the small GTPase RAC1.