

## UPK3A 抗原（重组蛋白）

中文名称： UPK3A 抗原（重组蛋白）

英文名称： UPK3A Antigen (Recombinant Protein)

别名： uroplakin 3A; UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

### 概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 19-287 amino acids of human UPK3A

### 技术规格

<b>Full name:</b>	uroplakin 3A
<b>Synonyms:</b>	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA
<b>Swissprot:</b>	O75631
<b>Gene Accession:</b>	BC069544
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	This gene encodes a member of the uroplakin family, a group of transmembrane proteins that form complexes on the apical surface of the bladder epithelium. Mutations in this gene may be associated with renal adysplasia. Alternatively spliced transcript variants have been described.

**mlbio** 梅联生物  
Good elisakit producers