

UQCRC1 抗原（重组蛋白）

中文名称： UQCRC1 抗原（重组蛋白）

英文名称： UQCRC1 Antigen (Recombinant Protein)

别名： ubiquinol-cytochrome c reductase core protein I; QCR1; UQCR1; D3S3191

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human UQCRC1

技术规格

Full name:	ubiquinol-cytochrome c reductase core protein I
Synonyms:	QCR1; UQCR1; D3S3191
Swissprot:	P31930
Gene Accession:	BC009586
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Cytochrome b-c1 complex subunit 1, mitochondrial is a protein that in humans is encoded by the UQCRC1 gene. This is a component of the ubiquinol-cytochrome c reductase complex (complex III or cytochrome b-c1 complex), which is part of the mitochondrial respiratory chain. This protein may mediate for matation of the complex between cytochromes c and c1.