

VPS37D 抗原（重组蛋白）

中文名称： VPS37D 抗原（重组蛋白）

英文名称： VPS37D Antigen (Recombinant Protein)

别名： VPS37D subunit of ESCRT-I; WBSCR24

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human VPS37D

技术规格

Full name:	VPS37D subunit of ESCRT-I
Synonyms:	WBSCR24
Swissprot:	Q86XT2
Gene Accession:	BC064621
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Component of the ESCRT-I complex, a regulator of vesicular trafficking process. Required for the sorting of endocytic ubiquitinated cargos into multivesicular bodies. May be involved in cell growth and differentiation.