

VPS53 抗原（重组蛋白）

中文名称： VPS53 抗原（重组蛋白）

英文名称： VPS53 Antigen (Recombinant Protein)

储 存： 冷冻（-20℃）

别 名： VPS53 subunit of GARP complex; HCCS1; PCH2E; hVps53L; pp13624

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human VPS53

技术规格

| | |
|---------------------------|---|
| Full name: | VPS53 subunit of GARP complex |
| Synonyms: | HCCS1; PCH2E; hVps53L; pp13624 |
| Swissprot: | Q5VIR6 |
| Gene Accession: | BC006116 |
| Purity: | >85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE |
| Expression system: | Escherichia coli |
| Tags: | His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus |
| Background: | This gene encodes a protein with sequence similarity to the yeast Vps53p protein. Vps53p is involved in retrograde vesicle trafficking in late Golgi. |