

WDFY4 抗原（重组蛋白）

中文名称： WDFY4 抗原（重组蛋白）

英文名称： WDFY4 Antigen (Recombinant Protein)

别名： WDFY family member 4; C10orf64

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 455-654 amino acids of human WDFY4

技术规格

Full name:	WDFY family member 4
Synonyms:	C10orf64
Swissprot:	Q6ZS81
Gene Accession:	BC034937
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	WDFY4 (WDFY family member 4) is a protein-coding gene. Diseases associated with WDFY4 include chediak-higashi syndrome, and systemic lupus erythematosus.

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers