

## XAB2 抗原（重组蛋白）

中文名称： XAB2 抗原（重组蛋白）

英文名称： XAB2 Antigen (Recombinant Protein)

别名： XPA binding protein 2; HCNP; HCRN; SYF1; NTC90

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

### 概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human XAB2

### 技术规格

<b>Full name:</b>	XPA binding protein 2
<b>Synonyms:</b>	HCNP; HCRN; SYF1; NTC90
<b>Swissprot:</b>	Q9HCS7
<b>Gene Accession:</b>	BC007208
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	Involved in transcription-coupled repair (TCR), transcription and pre-mRNA splicing.