

ZBTB18 抗原（重组蛋白）

中文名称： ZBTB18 抗原（重组蛋白）

英文名称： ZBTB18 Antigen (Recombinant Protein)

别名： zinc finger and BTB domain containing 18; RP58; MRD22; TAZ-1; ZNF238; C2H2-171

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 323-522 amino acids of human ZBTB18

技术规格

Full name:	zinc finger and BTB domain containing 18
Synonyms:	RP58; MRD22; TAZ-1; ZNF238; C2H2-171
Swissprot:	Q99592
Gene Accession:	BC036677
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a C2H2-type zinc finger protein which acts a transcriptional repressor of genes involved in neuronal development. The encoded protein recognizes a specific sequence motif and recruits components of chromatin to target genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers