

ZBTB43 抗原（重组蛋白）

中文名称： ZBTB43 抗原（重组蛋白）

英文名称： ZBTB43 Antigen (Recombinant Protein)

别名： zinc finger and BTB domain containing 43; ZNF-X; ZBTB22B; ZNF297B

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 268-467 amino acids of human ZBTB43

技术规格

Full name:	zinc finger and BTB domain containing 43
Synonyms:	ZNF-X; ZBTB22B; ZNF297B
Swissprot:	O43298
Gene Accession:	BC008828
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	May be involved in transcriptional regulation.