

ZNF22 抗原（重组蛋白）

中文名称： ZNF22 抗原（重组蛋白）

英文名称： ZNF22 Antigen (Recombinant Protein)

别名： zinc finger protein 22; KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 104-224 amino acids of human ZNF22

技术规格

Full name:	zinc finger protein 22
Synonyms:	KOX15; HKR-T1; ZNF422; Zfp422
Swissprot:	P17026
Gene Accession:	BC010642
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	Binds DNA through the consensus sequence 5'-CAATG-3'. May be involved in transcriptional regulation and may play a role in tooth formation (By similarity).

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers