

## ZNF83 抗原（重组蛋白）

中文名称： ZNF83 抗原（重组蛋白）

英文名称： ZNF83 Antigen (Recombinant Protein)

别名： zinc finger protein 83; HPF1; ZNF816B

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

### 概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 1-335 amino acids of human ZNF83

### 技术规格

<b>Full name:</b>	zinc finger protein 83
<b>Synonyms:</b>	HPF1; ZNF816B
<b>Swissprot:</b>	P51522
<b>Gene Accession:</b>	BC063032
<b>Purity:</b>	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
<b>Expression system:</b>	Escherichia coli
<b>Tags:</b>	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
<b>Background:</b>	May be involved in transcriptional regulation.

**mlbio** 梅联生物  
Good elisakit producers