

ZNF138 抗原（重组蛋白）

中文名称： ZNF138 抗原（重组蛋白）

英文名称： ZNF138 Antigen (Recombinant Protein)

别名： zinc finger protein 138; pHZ-32

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 91-262 amino acids of human ZNF138

技术规格

Full name:	zinc finger protein 138
Synonyms:	pHZ-32
Swissprot:	P52744
Gene Accession:	BC131762
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	ZNF138 (zinc finger protein 138) is a 262 amino acid nuclear protein that is implicated in transcriptional regulation. A member of the Krüppel C2H2-type zinc-finger protein family, ZNF138 contains six C2H2-type zinc fingers. The gene encoding ZNF138 maps to human chromosome 7, which houses over 1,000 genes, comprises nearly 5% of the human genome and has been linked to Osteogenesis imperfecta, Pendred syndrome and Lissencephaly. May be involved in tran

scriptional regulation as a repressor.