

ZNF239 抗原（重组蛋白）

中文名称： ZNF239 抗原（重组蛋白）

英文名称： ZNF239 Antigen (Recombinant Protein)

别名： zinc finger protein 239; MOK2; HOK-2

储存： 冷冻（-20℃）

相关类别： 抗原

概述

Fusion protein corresponding to C terminal 200 amino acids of human ZNF239

技术规格

Full name:	zinc finger protein 239
Synonyms:	MOK2; HOK-2
Swissprot:	Q16600
Gene Accession:	BC026030
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	MOK2 proteins are DNA- and RNA-binding proteins that are mainly associated with nuclear RNP components, including the nucleoli and extranucleolar structures (Arranz et al., 1997 [PubMed 9121460]).