

ZNF302 抗原（重组蛋白）

中文名称： ZNF302 抗原（重组蛋白）

英文名称： ZNF302 Antigen (Recombinant Protein)

别名： zinc finger protein 302; HSD16; MST154; ZNF327; MSTP154; ZNF135L; ZNF140L

相关类别： 抗原

储存： 冷冻（-20℃）

概述

Fusion protein corresponding to a region derived from 279-478 amino acids of human ZNF302

技术规格

Full name:	zinc finger protein 302
Synonyms:	HSD16; MST154; ZNF327; MSTP154; ZNF135L; ZNF140L
Swissprot:	Q9NR11
Gene Accession:	BC024176
Purity:	>85%, as determined by Coomassie blue stained SDS-PAGE
Expression system:	Escherichia coli
Tags:	His tag C-Terminus, GST tag N-Terminus
Background:	This gene encodes a member of the zinc-finger protein family. The encoded protein contains seven C2H2-type zinc fingers and a KRAB domain, but its function has yet to be determined. Alternatively spliced transcript variants have been described.

mlbio 梅联生物
Good elisakit producers