

磁力架（15ml 管）

中文名称： 磁力架（15ml 管）

英文名称： Magnetic separation device (15ml)

相关类别： 抗体相关支持试剂

储 存： 常温（18-25℃）

概述

磁力架可对各类磁珠进行高效分离，将 15ml 离心管置于该磁力架上，平均 1 分钟即可完成磁分离的过程，从而达到快速分离纯化细胞、蛋白或核酸等物质的目的。离心管可紧贴 4 孔磁力架，让分离过程更直观便捷。