

## 链霉亲和素免疫磁珠

中文名称： 链霉亲和素免疫磁珠

英文名称： Streptavidin immunomagnetic beads

相关类别： 抗体相关支持试剂

储 存： 冷藏（2-8℃） 不可冻存

### 概述

The Streptavidin immunomagnetic beads, conjugated with Streptavidin, it can bind Biotin.

### 应用

IP

### 技术规格

<b>Diameter</b>	φ0.5 μm
<b>Concentration</b>	0.4 mg protein/ml, 50mg beads/ml